

走査型電子顕微鏡(SEM)観察サンプル情報 (2/2) ver2

【SEM観察単独のご依頼の際は、本帳票の記載を願います。 燃焼試験と同時にご依頼の場合は本帳票記載は不要です。】

アイトスマシナリー 株式会社
グリーンナノ事業部 検査部 宛


E-mail 宛先: yabuki-kensa@aitoz-machinery.co.jp

cc: order-azm@aitoz-machinery.co.jp

記入日	
ご記入者氏名	
ご記入者所属	
ご記入者連絡先	
E-mail:	

測定ご依頼については、下記項目にチェック及び項目をご記入ください

1 試料の構成情報を記入してください



層	MB添加層 チェック欄	試料の材質 (例:PP、LDPE、など)	各層の 厚み
1層	<input type="checkbox"/>		
2層	<input type="checkbox"/>		
3層	<input type="checkbox"/>		
4層	<input type="checkbox"/>		
5層	<input type="checkbox"/>		
6層	<input type="checkbox"/>		

※ アルミや接着層も、1層として記入してください

※ 接着層がある場合は、接着材の名称を記入してください

※ 6層以上の場合は、本依頼書を必要数追加してご使用ください

※ 全ての試料の表面の端に、各サンプル名を記入してください

連絡事項 (取扱い時に弊害(注1)があると判断される場合、内容をご指示下さい)

(注1) SEM観察時の減圧雰囲気において揮発成分を含有する場合。
 観察試料の(切断など)加工時に、取扱上の留意点がある場合。

2 送付試料の必要量に関する注意事項:

(A) 試料が、フィルム状の場合:

- ・(素材①)、現行品としてのCO₂削減剤未添加フィルム: A 4サイズ、5枚以上
- ・(素材②~)、比較品としてのCO₂削減剤(MB)を添加したフィルム: A 4サイズ、5枚以上

(B) 試料が、成形品の場合:

- ・(素材①)、現行品としてのCO₂削減剤未添加成型品: 15個(小物の場合は20個)以上
- ・(素材②~)、比較品としてのCO₂削減剤(MB)を添加した成型品: 15個(小物の場合は20個)以上

3 問い合わせ先

アイトスマシナリー株式会社 グリーンナノ事業部 検査部

E-mail: yabuki-kensa@aitoz-machinery.co.jp

以上